



FICHA TECNICA CUCHILLETES GEUDER










CUHILLETES ESTERILES UN SOLO USO

GMDN-Code	46741
Código UMDNS	15-226
PN-Código CA	79GDX

Descripción del producto

Las cuchillas de un solo uso son de clase IIa dispositivos médicos de acuerdo con el artículo IX del artículo 6 de la MDD 93/42/EEC. Los productos se entregan esterilizados. La esterilización es la esterilización gamma original. Las cuchillas de un solo uso están destinadas sólo para uso individual. Es responsabilidad del cliente asegurar que ningún procesamiento adicional, incluyendo EtO reesterilización, no ha comprometido la microsurgical cuchillas de cualquier manera y que EtO niveles residuales cumplan con la ISO 10993-7, Evaluación biológica de Dispositivos Médicos Parte 7 - Residuos de esterilización por óxido de etileno.

El envase primario del dispositivo no puede ser retirado si el dispositivo médico está diseñado para ser añadido a un juego. El dispositivo puede ser esterilizado junto con otros dispositivos médicos bajo la condición que debe ser identificada y embalado individualmente. La vida útil del dispositivo es de 5 años de la fecha de fabricación. No hay instrucciones especiales para el uso o la información que se necesita para utilizar el dispositivo de forma segura. El dispositivo no contiene materiales peligrosos, tales como PVC, plastificadores, el látex o los tejidos del animal. El embalaje de espuma es-4E-vaina, 5-up Tyvek etiqueta. El embalaje no contiene látex.

Las variantes de producto	
Artículo nº G-	Descripción
G-34026 (15°) G-34031 (22,5°) G-34036 (30°) G-34041	 <p>Cuchillo de incisión NanoEdge, afilado</p>
G-34081	 <p>Cuchillo espátula NanoEdge, ángulo, anchura 2,0 mm agudo</p>
G-34092	Cuchilla circular Nanoedge, 2,2 mm, Sharp no hay ilustración disponible
G-34091 (2,50 mm) G-34093 (2,65 mm) G-34096 (2,75 mm) G-34098 (2,85 mm) G-34106 (3,0 mm) G-34111 (3,20 mm)	 <p>Nanoedge phacolance, ángulado, fuerte</p>
G-34120 (2,65 mm) G-34124 (2,85 mm) G-34126 (3,00 mm)	 <p>Nanoedge CC knife, angled, sharp</p>
G-34122 (20 G)	Nanoedge stylet, angled, cutting in the middle, sharp No illustration available
G-34131 4,00 mm) G-34141 (5,50 mm) G-34146 (6,00 mm)	 <p>Nanoedge amplification lance, angled, sharp</p>
G-34152 (1,50-2,00 mm) G-34160 (2,85-3,20 mm)	 <p>Nanoedge trapezoid CCI knife, sharp</p>
G-34176 (19 G) G-34181 (20 G)	 <p>Single-Use MVR stylet, cutting in the middle sharp</p>
G-34191 (20 G)	 <p>Nanoedge stylet, angled, cutting in the middle, width 1,17 mm, sharp</p>
G-34193 (23 G)	 <p>MVR stylet, cutting in the middle, double bevel</p>



Material en contacto con el paciente.	
El componente	Material
Blade	Acero inoxidable 1.4201 (AISI 420)
La esterilización	
Método de esterilización	Esterilización Gamma
Central de esterilización	Servicios Isometrix Steris Corporation
Shelf-Life	5 años